

■ EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR UTILIZATE

	Nu mai pentru uz profesional
	Urmați instrucțiunile de utilizare
	Limita de temperatură
	A se păstra departe de lumina soarelui
	Data limită de consum (expirare)
	Codul lotului
	Catalog / număr de stoc
	Identificator unic al dispozitivului
	Dispozitiv medical
	Conținutul ambalajului
	Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat
	Producător
	O singură utilizare
	Sfaturi de dozare
	Vas de amestecare
	Traducere
	Seringă de 3 ml / Gel
	Pensule aplicator

UKRP: Topdental (Products) Ltd,
12 Ryefield Way, Sliden,
West Yorkshire BD20, OEF Anglia UK

mt-g traduceri medicale GmbH & Co KG
Stuttgarter Straße 155 - D-89075 Ulm

Instrucțiuni de utilizare

Nu mai Rx-produș destinat utilizării de către un medic stomatolog autorizat

Predicta® desensitizer
BIOACTIVE
Gel desensibilizator

hS625, S626

MADE IN USA
A01067revD062Z

DA: BRUKSANVISNING
DE: GEBRAUCHSANWEISUNG
EL: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ES:
MODULO DE USO FI:
KÄYTTÖOHJE
FR: MODE D'EMPLOI

IT: ISTRUZIONI PER L'USO NL:
GEBRUIKSAANWIJZING NO:
BRUKSANVISNING
PL: INSTRUKCJA UŻYCIA
PT: INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
SV: BRUKSANVISNING

RO

■ DESCRIEREA PRODUSULUI

Predicta® Bioactive Desensitizer Gel este utilizat pentru tratamentul hipersensibilității dentare. Predicta are o chimie de nouă generație, care face ca produsul să fie foarte biocompatibil și bioactiv. Predicta Bioactive Desensitizer eliberează ioni de calciu și fosfat și stimulează astfel formarea rapidă a cristalelor de hidroxiapatită pe suprafața dentinei tratate și în tubuli dentinali. Acest lucru duce la formarea unui strat mineral solid deasupra dentinei tratate, precum și a unor dopuri minerale solide care se extind din stratul mineral și care oculte tubuli dentinali. Rezultatul final pentru pacienți este ameliorarea puternică a durerii. Acest produs este destinat utilizării de către un clinician stomatolog profesionist.

Predicta Desensitizer se prezintă sub forma unui gel ușor de utilizat. Prin urmare, nu este necesară amestecarea sau alte etape înainte de utilizare (spre deosebire de alți desensibilizatori convenționali). Acesta este ambalat în seringi care pot fi distribuite manual și se aplică pe zonele de tratament cu ajutorul unor pensule aplicatoare simple. Nu asigură desensibilizarea permanentă a dinților; poate fi necesară reaplicarea.

■ INDICAȚII

Predicta Bioactive Desensitizer Gel este indicat pentru reducerea hipersensibilității dentare prin următoarele tratamente:

- tratamentul dentinei expuse prin abraziune cu periută de dinți, recesiune gingivală, boală parodontală și/sau eroziune acută.
- tratamentul dentinei după curățarea mecanică a dinților, detartraj și/sau șlefuirea rădăcinilor.
- tratamentul hipersensibilității dentare asociate cu albirea; și
- tratamentul dentinei pregătite pentru obturații și/sau restaurări protetice.

■ CONTRAINDICAȚII

- Pacienți cu antecedente de sensibilitate la acest produs sau la produsele pe bază de nano-hidroxiapa-tită.

■ INSTRUȚIUNI DE SIGURANȚĂ DE BAZĂ

- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Numai pentru uz dentar.
- Contactul dintre Predicta Bioactive Desensitizer Gel și tesuturile moi sensibile sau inflamate (mucoase, ochi, nas și altele asemenea) poate provoca iritații, dermatite și/sau reacții inflamatorii. Dacă acest lucru se întâmplă, întrerupeți utilizarea, spălați zona cu cantități abundente de apă și consultați un medic.
- Utilizați un baraj de cauciuc sau o altă metodă adecvată de izolare pentru a preveni contaminarea suprafețelor.
- Nu se recomandă aplicarea prealabilă a unor medicamente (desensibilizatori, lacuri, câșpușeli etc.) sau produse cu eugenol, deoarece acestea pot reduce eficacitatea acestui produs.
- Evitați contaminarea produsului. Nu readuceți componentele distribuite în recipientul lor original. Anunțați materialele rămase în mod corespunzător. Nu reutilizați pensulele aplicatoare pentru a evita contaminarea încrucișată.
- Vă rugăm să consultați fișa cu date de securitate (FDS) la www.parkell.com înainte de utilizare.

■ PROCEDURA CLINICĂ PENTRU DESENSIBILIZAREA DINȚILOR

1. Folosind testele de diagnostic adecvate și judecata clinică profesională, confirmați că sensibilitatea la frig a pacientului este legată de dentina expusă de expunerea rădăcinii cervicale. Exclueți cariile dentare, fracturile dentare, traumatismele oculare, patologia endodontică și orice alte probleme dentare sau medicale posibile.
2. Explicați pacientului ce vă propuneți să faceți pentru a-i trata problema și obțineți consimțământul în cunoștință de cauză.
3. Pentru a reduce încălcătura de placă bacteriană, rugați pacientul să își clătească gura cu apă de gură diluată cu apă caldă. Îndepărtați placa bacteriană sau resturile de pe suprafața dintelui cu instrumentație manuală delicată. Evitați forța excesivă sau lustruirea rotativă, care pot agrava durerea. Clătiți suprafața rădăcinii cu apă caldă și uscați ușor cu vată absorbanță pentru a evita sensibilitatea la frig provocată de aerul comprimat sau aspirarea cu vid. Utilizați anestezie locală numai dacă este necesar, deoarece aceasta va face imposibilă testarea postoperatorie la această vizită.
4. Izolați dintele sensibile care urmează să fie tratate cu dispozitive adecvate de tracție a buzelor și a limbii.
5. Îndepărtați capacul seringii de gel Predicta Bioactive Desensitizer și puneți-o deoparte. Atașați un vârf la seringă și extrudeți o cantitate mică în plastic, amestecând bine.
6. Saturați o pledet de bumbac sau un aplicator de precizie cu material și masați-l în dinte timp de 30-40 de secunde. Pacientul poate simți o ușoară "grăbă", dar nu ar trebui să doară. Folosirea unei mișcări de frecare va lichifica gelul și îi va permite acestuia să pătrundă la suprafață. Dacă aplicatorul se usucă, umeziți-l din nou cu mai mult gel.
7. Ștergeți cea mai mare parte a gelului cu o rolă de bumbac și testați ușor dintele cerând pacientului să clătească cu apă rece de la robinet. Repetați procedura (dacă este necesar), până când sensibilitatea la frig dispare.
8. Dacă pacientul nu a fost anesteziat, iar dintele este încă sensibil, repetați aplicarea gelului Predicta Bioactive Desensitizer. Dacă sensibilitatea persistă după o a doua aplicare, luați în considerare alte surse posibile ale durerii (de exemplu, occluzie ridicată, patologii pulpară, eroziune radiculară extremă etc.). Dacă pacientul a fost anesteziat, testați la următoarea vizită.
9. Transmiteți instrucțiunile postoperatorii corespunzătoare și concedeți pacientul.
10. Aruncați vârful aplicatorului și sigilați seringă cu capacul original al produsului.
11. Dezinfecțiați seringă în conformitate cu instrucțiunile de dezinfecție de mai jos.

■ SFATURI PENTRU MEDICII STOMATOLOGI:

Următoarele informații ar trebui să ajute medicii stomatologi să reducă riscul de contaminare încrucișată între pacienți atunci când utilizează dozoare dentare cu utilizare multiplă: aplicați mășcoane/îvelșuri de unică folosință cu barieră

■ ОБЯСНЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СИМВОЛИ

	Само за професионална употреба
	Следвайте инструкциите за употреба
	Температурна граница
	Да се пази от слънчева светлина
	Дата на годност (срок на годност)
	Код на партидата
	Каталоген/стоков номер
	Уникален идентификатор на устройството
	Медицинско изделие
	Съдържание на опаковката
	Не използвайте, ако опаковката е повредена
	Производител
	Само за еднократна употреба
	Съвети за дозиране
	Съд за смесване
	Превод
	Спринцовка за 3 ml / рел
	Апликаторни четки

UK
CA



UKRP: Topdental (Products) Ltd,
12 Ryefield Way, Sliden,
West Yorkshire BD20 0EF Англия UK

mt-g medical translation GmbH & Co KG
Stuttgarter Straße 155 - D-89075 Ulm

CE
1639

Инструкции за употреба

Rx Only - продукт, предназначен за
употреба от лицензиран стоматолог

Predicta® desensitizer
BIOACTIVE

Десенсибилизиращ гел

hS625, S626

parkell®

300 Executive Dr., Edgewood, NY 11717 CAJ
(800) 243-7446 - www.parkell.com

DE: BRUKSANVISNING
GB: Gebrauchsanweisung
EL: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ES: MODO DE USO PT
KAYITTOOHJE
FR: MODE D'EMPLOI

IT: ISTRUZIONI PER L'USO ML:
GERBRUCHSANWUNUNG NO:
BRUKSANVISNING
PL: INSTRUKCJA UZYCIA
PT: INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
SV: BRUKSANVISNING

MADE IN
USA
A01067rev00622

BG

■ ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Predicta® Bioactive™ десенсибилизиращ гел се използва за лечение на чувствителността при зъби. Predicta се отличава с измислени състав от следиращ покритие, който прави продукта високо биосъвместим и биокompatibil. Predicta Bioactive Desensitizer освобождава калциев и фосфатни йони и по този начин стимулира бързото образуване на хидроксипатитни кристали по повърхността на третираните дентин и в дентинските тубули. Това води до образуване на твърд минерален слой върху третираните дентин, както и на твърди минерални тапи, които се простират от минералния слой и които запълват дентинните тубули. Крайният резултат за пациентите е силно облекчаване на болката. Този продукт е предназначен за употреба от професионален лекар по дентална медицина.

Predicta Desensitizer е под формата на лепен за употреба гел. Поради това не се изисква смесване или други стъпки преди употреба (за разлика от други конвенционални десенсибилизатори). Той е опакован в спринцовка за ръчно подаване и се нанася върху третираните зони с помощта на прости апликаторни четки. Той не съдържа н о с т о я н и а десенсибилизация на зъбите; може да се наложи повторно нанасяне.

■ ПОКАЗАНИЯ

Predicta Bioactive Desensitizer Gel е показан за намаляване на чувствителността на зъбите чрез следните процедури:

- лечение на дентин, изложен на абразив от четка за зъби, гингивална ерозия, пародонтални заболявания или химическа ерозия.
- третиране на дентин след механично почистване на зъбите, скапване или/и кореново рендоване.
- лечение на чувствителност на зъбите, свързана с избелване; и
- обработка на подготвени дентин за пломби или протетични възстановявания.

■ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Пациенти с анамнеза за чувствителност към този продукт или към продукти на основата на нано-хидроксикал-тит.

■ ОСНОВНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
- Само за стоматологична употреба.
- Контактът между Predicta Bioactive Desensitizer Gel и чувствителни или възпалени мекки тъкани (пигменти, очи, нос и др.) може да предизвика д р а з е н е , дерматит или възпалителни реакции. Ако това се случи, прекратете употребата, промийте мястото с обилно количество вода и се консултирайте с лекар.
- Използвайте гумена преграда или друг подходящ изолационен метод, за да предотвратите замърсяването на повърхността.
- Не се препоръчва предварителното прилагане на някои медикаменти (десенсибилизатори, лакове, лаейри и др.) или продукти с евангол, тъй като те могат да намалят ефикасността на този продукт.
- Избягвайте замърсяване на продукта. Не връщайте дозираните компоненти в оригиналната им опаковка. Избягвайте остатъците от материала по подходящ начин. Не използвайте повторно четките за нанасяне, за да избегнете кръстосано замърсяване.
- Моля, прегледайте информационния лист за безопасност (ИЛБ) на адрес www.parkell.com преди употреба.

■ КЛИНИЧНА ПРОЦЕДУРА ЗА ДЕСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ НА ЗЪБИ

1. Като използвате подходящи диагностични тестове и професионална клинична преценка, потвърдете, че съществува чувствителност на пациента в свързана с оголен дентин от оголяване на зъбните корени. Използвайте кариес, фрактура на зъба, оклузална травма, ендодонтична патология и всякакви други възможни стоматологични или медицински проблеми.
2. Обяснете на пациента какво предлагате да направите, за да лекувате неговия проблем и да получите информирано съгласие.
3. За да намалите количеството на плаката, накарайте пациента да изплакне устата си с вода за уста, разредена с топла вода. Отстранете плаката или остатъците от зъбната повърхност с някои ръчни инструменти. Избягвайте прекомерна сила или ротационно полиране, които могат да влошат болката. Изплакнете повърхността на корена с топла вода и внимателно подсушете с абсорбиращ памук, за да избегнете съществуваща чувствителност от състезание въздух или вакуумното засмукване. Използвайте локална анестезия само ако е необходимо, тъй като тя ще направи невъзможно провеждането на следоперативни изследвания при това посещение.
4. Изолтирайте чувствителния зъб, който ще се лекува, с подходящи устройства за прибиране на устните и езика.
5. Отстранете калчката от спринцовката с гел Predicta Bioactive Desensitizer и я оставете настрана. Прикрепете накрайника към спринцовката и изплаквайте малко количество в пластмасовия контейнер за смесване.
6. Нанесете памучна кърпичка или специален апликатор с материала и го масажирате в зъба в продължение на 30-40 секунди. Пациентът може да почувства леко "тръпкане", но не би трябвало да боли. Използването на разтърсващи движения ще втечи гела и ще му позволи да проникне в повърхността. Ако апликаторът изсъхне, наморкете го отново с още гел.
7. Избягвайте по-голямата част от гела с памучно руло и внимателно тествайте зъба, като нанасяте пациента да изплакне с хладка чиста вода. Повторете процедурата (ако е необходимо), докато чувствителността към студ изчезне.
8. Ако пациентът не е бил анестезиран и зъбът все още е чувствителен,
9. Дайте подходящи инструкции за след операцията и освободете пациента.
10. Извадете накрайника на апликатора и запечатвайте спринцовката с оригиналната калачка на продукта.
11. Дезинфектирайте спринцовката съгласно инструкциите за дезинфекция по-долу.

■ СЪВЕТИ ЗА ЛЕКАРИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА:

Следната информация би трябвало да помогне на лекарите по дентална медицина да намалят риска от кръстосано замърсяване между пациентите при използване на дентални дозатори за многократна употреба: прилагайте бариерни ръкавици/бани за еднократна употреба върху дозаторите за многократна употреба.

зъболекарски диспенсери преди употреба с всеки пациент; използвайте нова, незамяна ръкавица при работа със зъболекарски диспенсери за многократна употреба; използвайте зъболекарски асистенти, за да разпределят материала за зъболекар; избягвайте контакт на частите за многократна употреба (напр. тигло на диспенсера за многократна употреба) с устата на пациента; не използвайте повторно диспенсера за многократна употреба, ако той е замърсен; не обработвайте повторно замърсен диспенсер за многократна употреба чрез използване на химически кърпички или дезинфектанти; не поставяйте диспенсера за многократна употреба в химически дезинфектант с висока степен на действие, тъй като това може да повреди диспенсера и материала, съдържащ се в устройството; не стерилизирайте диспенсера за многократна употреба, тъй като това може да повреди материала, съдържащ се в устройството.

■ СЪХРАНЕНИЕ И СРОК НА ГОДНОСТ

Съхранявайте на сухо място при температура 2 - 25°C (66 - 77°F). Съхранявайте плътно затворен, далеч от пряка светлина. Не замразявайте, това може да повлияе на клиничните характеристики на п р о д у к т а . Използвайте при стайна температура. Да не се съхранява в близост до съдържащи евангол материали. Да не се използва след изтичане на срока на годност.

■ ИЗХВЪРЛЯНЕ НА МАТЕРИАЛА

Материалът може да се изхвърли в общия ботуш. Всички патрони и накрайници на игли могат да се изхвърлят в обикновените отпадъци.

■ СЪОБЩЕНИЯ

Инцидентите, които подлежат на докладване, трябва да се докладват на Parkell и на компетентния орган, в който е установен потребителът и/или пациентът.

■ ГАРАНЦИЯ

За пълна информация относно гаранцията и условията за ползване, моля, посетете нашия уебсайт на адрес www.parkell.com. Parkell Системата за качество на е сертифицирана по ISO 13485.

■ A HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

	Kizárólag szakmai használatra
	Kövesse a használati utasításokat
	Hőmérsékleti határérték
	Napfénytől távol tartandó
	Felhasználhatósági idő (lejárati idő)
	Tételkód
	Katalógus/készletszám
	Egyedi eszközazonosító
	Orvostechnikai eszköz
	A csomag tartalma
	Ne használja, ha a csomagolás sérült
	Gyártó
	Csak egyszer használatos
	Adagoló tippek
	Keverőedény
	Fordítás
	3 ml fecskendő / gél
	Alkalmazó ecsetek

UKRP: Topdentall (Products) Ltd,
12 Ryefield Way, Silsden,
West Yorkshire BD20, 0EF Anglia Egyesült Királyság UK

mt-g medical translation GmbH & Co KG
Stuttgarter Straße 155 - D-89075 Ulm

Használati utasítás

Rx Only - csak engedéllyel rendelkező
fogorvos által használható termék.

Predicta® desensitizer

BIOACTIVE

Érzéstelenítő gél

hS625, S626

300 Executive Dr., Edgewood, NY 11717 USA
(800) 243-7446 - www.parkell.com

ISTRUZIONI PER L'USO NL:
GEBRUIKSAANWIJZING NO:
DE: GEBRAUCHSANWEISUNG ES:
EL: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PT:
INSTRUÇÃO DE UTILIZAÇÃO
FR: MODE D'EMPLOI

IT: ISTRUZIONI PER L'USO NL:
GEBRUIKSAANWIJZING NO:
DE: GEBRAUCHSANWEISUNG ES:
EL: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PT:
INSTRUÇÃO DE UTILIZAÇÃO
FR: MODE D'EMPLOI

HU

■ TERMÉKLEÍRÁS

A Predicta® bioaktív deszenzibilizáló gél a fogászati túlérzékenység kezelésére használják. A Predicta új generációs kémiai tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek a terméket rendkívül biokompatibilissé és bioaktívá teszik. A Predicta Bioactive Desensitizer kalcium- és foszfátonként szabadul fel, és ezáltal gyors hidroxipatti-kristályképződést serkent a kezelt dentin felszínén és a dentin tubulusokban. Ennek eredményeképpen a kezelt dentin teljesen szilárd ásványi réteg, valamint az ásványi rétegből kinyúló, a dentin tubulusokat elzáró szilárd ásványi dugók képződnek. A végeredmény a betegek számára erőteljes fájdalomcsillapítás. Ezt a terméket hivatásos fogorvosok általi használatra szánják.

A Predicta Desensitizer egy könnyen használható gél formájában van. Ezért használat előtt nincs szükség keverésre vagy egyéb lépésekre (ellentétben más hagyományos deszenzibilizátorokkal). Kézrel adagolható fecskendőbe vagy csomagolva, és egyszerű applikátorkékkel) kell a kezelt területre felvinni. Nem biztosít tartós fogérzékenység-mentesítést; szükség lehet ismételt alkalmazásra.

■ INDIKÁCIÓK

- A Predicta Bioactive Desensitizer gél a fogak túlérzékenységének csökkentésére javallt az alábbi kezelések során:
- a fogkéffel történő kopás, nyrcesszói, parodontális betegség és/vagy savas erózió által exponált dentin kezelése.
- a dentin kezelése mechanikus fogtisztítás, fogkezelőállítási és/vagy gyökérgyógyulási után.
- a fogfehérítéssel kapcsolatos túlérzékenység kezelése; és
- tömésekhez és/vagy protetikai restaurációkhoz előkészített dentin kezelése.

■ ELLENJAVALLATOK

- Olyan betegek, akiknek a kórtörténetében érzékenységet mutattak ezzel a termékkel vagy nanohidroxí-apa-tite alapú termékekkel szemben.

■ ALAPVETŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- Gyermektől elzárva tartandó.
- Kizárólag fogászati felhasználásra.
- A Predicta bioaktív deszenzibilizáló gél és az érzékeny vagy gyulladt lágyszövetek (nyálkahártya, szem, orr és hasonlók) érintkezése irritációt, dermatitist és/vagy gyulladással reakciókat okozhat. Ha ez bekövetkezik, hagyja abba a használatát, öblítse át a területet bőséges mennyiségű vízzel, és forduljon orvoshoz.
- A felületek szennyeződésének megelőzésére gumidugót vagy más megfelelő szigetelési módszert használjon.
- Egyes gyógyszerek (deszenzibilizátorok, lakkok, linerek stb.) vagy eugenolt tartalmazó termékek előzetes alkalmazása nem ajánlott, mivel ezek csökkenthetik a termék hatékonyságát.
- Kerülje a termék szennyeződését. Az adagolt komponenseket ne tegye vissza az eredeti tartályba. A megmaradt anyagot megfelelően ártalmatlanítsa. A keresztaszennyeződés elkerülése érdekében ne használja újra az applikátorkéket.
- Használat előtt olvassa el a biztonsági adatlapot (SDS) a www.parkell.com oldalon.

■ KLINIKAI ELJÁRÁS A FOGAK DESZENZIBILIZÁCIÓJÁHOZ

1. Megfelel diagnosztikai tesztek és szakmai klinikai megítélés segítségével erősítse meg, hogy a páciens hidegérzékenysége a nyaki gyökér kitettségből származó, szabadon maradt dentinhez kapcsolódik. Zárja ki a fogszuvasodást, a fogtörést, az okklúziós traumát, az endodontiai patológiát és minden más lehetséges fogászati vagy orvosi problémát.
2. Magyarázza el a páciensnek, hogy mit javasol a probléma kezelésére. és tájékoztat bejegyzését kér.
3. A lepedékterhelés csökkentése érdekében a beteg öblítse ki a száját meleg vízzel hígított szájvízzel. Finom kezi eszközökkel távolítsa el a lepedéket és a törmeléket a fogfelszínről. Kerülje a túlzott erőkifejtést vagy a rotációs polírozást, amelyek súlyosbíthatják a fájdalmat. Öblítse le a gyökérfelületet meleg vízzel, és óvatosan szárítsa meg nedvszívó vattával, hogy elkerülje a sűrített levegő vagy a vákuumszívás okozta hidegérzékenységet. Csak szükség esetén használjon helyi érzéstelenítést, mivel ez lehetetlenné teszi a műtét utáni vizsgálatot ennél a viztnél.
4. Különlte el a kezelendő érzékeny fogat megfelelő ajak- és nyelvsvisszahúzó eszközökkel.
5. Távolítsa el a kupakot a Predicta Bioactive Desensitizer gél fecskendőről, és tegye félre. Rögzítsen egy hegyet a fecskendőre, és extrudáljon egy kis mennyiséget a műanyag keverőedénybe.
6. Irtasson át egy vattakorongot vagy precíziós applikátort az anyaggal, és masszírozza be a fogba 30-40 másodpercig. A páciens érezhet egy enyhe "rohant", de nem szabad fájni. A dörzsoló mozgások alkalmazásával a gél elfolyósodik, és lehetővé teszi, hogy behatoljon a felszínre. Ha az applikátor kiszárad, nedvesítse meg újra több géllal.
7. Törölje le a gél nagy részét egy vattakoronggal, és óvatosan tesztelje a fogat azzal, hogy a páciens hideg csapvízzel öblíti le. Ismételje meg az eljárást (ha szükséges), amíg a hidegérzékenység meg nem szűnik.
8. Ha a páciens nem érzéstelenítették, és a fog még mindig érzékeny.

ismételje meg a Predicta Bioaktív Érzékeltető gél alkalmazását. Ha az érzékenység a második alkalmazás után is fennáll, folytassa a fájdalom egyéb lehetséges forrásait (pl. magas záródás, pulpsális patológia, extrém gyökérrézis stb.). Ha a páciens érzéstelenítésben van, a következő vizit alkalmával végezze el a vizsgálatot.

9. Adjon megfelelő posztoperatív utasításokat, és bocsássa el a beteget.
10. Dobja el az applikátor hegyét, és zárja le a fecskendőt az eredeti termékupakkal.
11. Fertőtlenítse a fecskendőt az alábbi fertőtlenítési utasításoknak megfelelően.

■ TIPPEK A FOGORVOSOK SZÁMÁRA:

A következő információk segíthetnek a fogorvosoknak csökkenteni a betegek közötti keresztaszennyeződés kockázatát a többször használatos fogászati adagolók használatát során: a többször használatos fogászati adagolókra egyszerű használatos adagolót/csomagolást kell alkalmazni.

a fogászati adagolót minden egyes páciensnél történő használat előtt új, nem szennyezett készítmény használatos a többször használatos fogászati adagolók kezelésénél; fogászati asszisztenseket alkalmazzon a fogorvos számára történő adagoláshoz; kerülje az újrahaználatú részek (pl., a többször használatos fogászati adagoló teste) ne érintkezzen a beteg szájával; ne használja újra a többször használatos fogászati adagolót, ha az szennyezett; ne dolgozza fel újra a szennyezett többször használatos fogászati adagolót kémiai forrókondó vagy fertőtlenítőszer használatával; ne merte a többször használatos fogászati adagolót magas szintű kémiai fertőtlenítőszerbe, mivel ez károsíthatja az adagolót és az eszközben lévő anyagot; ne sterilizálja a többször használatos fogászati adagolót, mivel ez károsíthatja az eszközben lévő anyagot.

■ TÁROLÁS ÉS ELTARTHATÓSÁG

Száraz helyen, 2-25 °C-on (36-77 ° F) tárolja. Bélyegzős lezárva, közvetlen fénytől védve tárolja. Ne fagyassza le, mert ez befolyásolhatja a termék kémiai teljesítményét. Szobahőmérsékleten használja. Ne tárolja eugenoltartalmú anyagok közelében. A lejárati idő után ne használja fel.

■ AZ ANYAG ÁRTALMATLANÍTÁSA

Az anyag az általános esetben ártalmatlanítható. Az összes patron és tühegy a normál hulladékba dobható.

■ ESEMÉNYEK

A jelentendő eseteket jelenteni kell a Parkellnek és annak az illetékes hatóságnak, ahol a felhasználás és/vagy a beteg letételepedit.

■ GARANCIA

A teljes körű garanciával és a felhasználási feltételekkel kapcsolatos információkért kérjük, látogasson el weboldalunkra a következő címen www.parkell.com. A Parkell minőségbiztosítási rendszere az ISO 13485 szabvány szerint tanúsított.