

DryZ[®] blu

Pasta emostatica di retrazione gengivale

Crea un ambiente di lavoro
asciutto in ogni situazione.

L'alternativa al filo che rispetta l'epitelio, delicata
per il paziente e meno traumatica per i tessuti.



parkell[®]

Proprietà

- ✓ Ottimizzata per la gestione dei tessuti durante la presa di impronte, i restauri con carie subgingivali, il posizionamento di corone e diga di gomma e lo sbiancamento dentale.
- ✓ La formula a base di cloruro di alluminio (23%) Arresta velocemente il sanguinamento, ritrae il margine gengivale ed asciuga il solco senza danni per i tessuti.
- ✓ La brillante tonalità blu acquamarina rende il materiale facilmente visibile.
- ✓ La consistenza cremosa facilita l'applicazione ed il risciacquo.
- ✓ Tempo di posa: 2 minuti.
- ✓ Disponibile in siringhe da 0,5 ml ed in capsule monodose.

Poiché il mantenimento di un ambiente di lavoro asciutto è fondamentale per il successo del restauro, DryZ[®] Blu può essere utilizzato anche per controllare l'emorragia e i fluidi crevicolari prima della cementazione delle corone (sia temporanee che permanenti) o del posizionamento di restauri di Classe II e Classe V quando i margini si estendono sotto gengiva.



Prendi il controllo del solco per ottenere impronte digitali perfette.

Quando la preparazione è impeccabile, si desidera che lo scanner digitale catturi facilmente ogni dettaglio. DryZ[®] Blu vi aiuta a farlo. Questo materiale facile da usare si inserisce comodamente nel flusso di lavoro di ogni dentista digitale, fornendo quella spinta in più per liberare il campo da ostacoli indesiderati, in modo da ottenere rapidamente un'impronta digitale accurata e completa ogni volta.

DryZ[®] Blu è compatibile con le tecniche di retrazione più diffuse, tra cui cappette di compressione, filo di retrazione, elettrobisturi e laser.

“

Dryz Blu è la pasta di retrazione preferita nel mio studio. Dopo aver provato tutte le paste di retrazione presenti sul mercato, posso dire che è semplicemente la migliore. La sua consistenza cremosa la rende facile da erogare e, soprattutto, molto più facile da eliminare rispetto a tutte le altre paste di retrazione disponibili.

”

— Dott. Milad George,
Odontoiatra, Specialista in
Endodonzia, Svezia



Parkell consiglia:

usa Dryz® Blu con le cappette di compressione!

- Il materiale fornisce una migliore retrazione quando viene premuto sotto gengiva con una cappetta di compressione o un rullo di cotone. In questo modo si inibisce il flusso dei fluidi crevicolari che possono interferire con un'impronta accurata e si ritrae atraumaticamente la gengiva dai margini, creando un solco asciutto e aperto.

ART. DESCRIZIONE

S187	Dryz Blu Unit Dose Capsule Kit - 30 capsule monodose (0.24g/capsula)
S190	Dryz Blu Syringe Kit - 7 siringhe da 0.5 ml (0.85g), 15 puntali
S191	Dryz Blu Syringes Value Pack - 25 siringhe da 0.5 ml (0.85g), 55 puntali

Accessori

S181	Dryz Syringe Luer Lock Applicator Tips - 40 puntali
------	--

Il parere degli esperti su Dryz® Blu



Dryz Blu funziona sempre! È la mia ultima risorsa in caso di sanguinamento e mi ha "salvato la vita" molte volte. Lo uso per la presa d'impronta digitale e per ottenere un campo di lavoro asciutto per le otturazioni in composito di classe II e V, ad esempio quando c'è un margine subgengivale della preparazione e quando il sanguinamento e il liquido crevicolare possono compromettere l'adesione. Uso solo Dryz Blu senza filo perché è meno invasivo. Mi piace la sua consistenza cremosa ma ferma. È facile da applicare, rimane in posizione e ritrae bene la gengiva. Trovo che arresti efficacemente il sanguinamento e soprattutto che si risciacqui facilmente, più facilmente di altre paste che ho usato.

Dott. Jure Poglajen, Odontoiatra, Slovenia

Scansiona il codice QR per vedere il video



"Mi piace molto Dryz Blu. Le sue qualità includono una buona visibilità e una viscosità ideale, né troppo fluida né troppo densa rispetto ad altre paste di retrazione. La sua eccellente bagnabilità consente un'applicazione senza soluzione di continuità a livello del solco gengivale, lungo tutto il collo del dente, senza interruzioni. Dryz Blu si rimuove facilmente e non lascia residui. Non è necessario utilizzare al massimo la siringa acqua/aria, il che spesso aumenta il rischio di traumi al delicato tessuto gengivale e può provocare nuovi sanguinamenti. Dryz Blu è rapidamente efficace nella sua azione emostatica e nella retrazione gengivale. È un prodotto molto valido."

Dott.ssa Laurence Berenholc-Bury, Odontoiatra, Francia



"So sempre di potermi fidare di Parkell per la creazione di prodotti che, in parole povere, funzionano. Detto questo, sono stupito dal vostro prodotto Dryz®. Lo usiamo da alcuni anni e mi colpisce che interrompa il sanguinamento quasi istantaneamente. Di solito uso il laser per la retrazione ma, quando c'è un'emorragia, spesso uso prima la vostra pasta. Una volta sciacquata, raramente devo riprendere il laser. Questo prodotto è semplicemente fantastico. Non riesco a contare il numero di volte in cui ha salvato un appuntamento e ha reso più facile la vita mia e del paziente."

Dott. Steven H. Schwartz, Odontoiatra, Stati Uniti



Uso Dryz Blu da ormai cinque anni. Ciò che mi piace di più di Dryz Blu è che si lava via molto facilmente e ogni volta mi dà un ambiente meraviglioso e pulito per prendere un'impronta digitale o fare un restauro.

Dott. Sjobbe Besseling, Odontoiatra, Paesi Bassi

Scansiona il codice QR per vedere il video



Per saperne di più contatta pmattiucci@parkell.com,  +46 708 593481

Parkell Europe AB, Finvids väg 8, 194 27 Upplands Väsby, Svezia