

Blu-Mousse®



Da decenni il prodotto di riferimento per la registrazione occlusale

- Silicene per addizione VPS radiopaco e tissotropico.
- La consistenza ottimale consente al paziente una chiusura senza alcuna resistenza e cattura ogni dettaglio.
- Indurisce come il gesso (90 Shore-A) per assicurare un'articolazione precisa.
- Dimensionalmente stabile, non si altera nel tempo che intercorre fra la colata ed il montaggio del modello in laboratorio.
- Resistente, non si danneggia durante la rimozione dalla bocca, durante l'eliminazione del materiale eccedente e quando viene utilizzato per posizionare i modelli durante l'articolazione.

Tempi di indurimento

- 30 secondi | 60 secondi | 2 minuti

Ulteriori applicazioni cliniche

- Scansibile, può essere utilizzato come materiale da impronta per realizzare corone con la tecnica CEREC qualora si renda difficile l'accesso all'elemento dentario con una telecamera intraorale.
- È anche utilizzato come matrice per creare provvisori diretti o indiretto oppure, insieme al silicone Mach-2, per creare modelli durevoli in soli 6 minuti.



1987

Introdotta nel 1987, Blu-Mousse è tuttora il VPS leader sul mercato.



KIT CARTUCCIA SPLIT DA 50 ML :

Include 2 cartucce da 50 ml (totale 100 ml) e puntali miscelatori.

ART	DESCRIZIONE	TEMPO	AROMA
S457S	Blu-Mousse Super-Fast	30 Sec.	Insapore
S448S	Blu-Mousse Super-Fast	30 Sec.	Menta
S440S	Blu-Mousse 60	60 Sec.	Insapore
S438S	Blu-Mousse Classic	2 Min.	Insapore
S437S	Blu-Mousse Classic	2 Min.	Menta

Accessori e ricariche

S445	Puntali miscelatori, rosa, 30 pezzi
------	-------------------------------------



Per ulteriori informazioni e per ordinare: pmattiucci@parkell.com, tel. +46 708 593 481

parkell®