



NEW

# RETRIEVE™ DC

Dual-Cure Resin-Based Implant Cement

- Forte adesione agli impianti in leghe metalliche e ceramiche
- Alta radiopacità: 300% Alluminio

Altamente radiopaco e a polimerizzazione duale, questo cemento implantare offre un'adesione semipermanente a lungo termine a tutte le protesi implantari, siano esse in metallo o in ceramica, senza la necessità di un adesivo. Retrieve DC non solo garantisce la polimerizzazione nelle aree in cui non è possibile accedere con la lampada, ma vanta anche una equivalenza con l'alluminio del 300%. L'elevata radiopacità consente di rilevare eventuali residui di cemento intorno a impianti e restauri.



## Polimerizzazione duale

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Fotopolimerizzazione                 | 20 secondi |
| Tempo di lavoro                      | 2 minuti   |
| Fase in gel per una facile rimozione | 2-3 minuti |
| Tempo di autopolimerizzazione        | 5 minuti   |



## Come ordinare

| Retrieve™-DC Implant Cement |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| S251                        | (1) cartuccia da 5ml e (10) puntali. |

Per informazioni e ordini contattare  
+46 708 593481 oppure  
pmattiucci@parkell.com