


Composito duale per la cementazione dei perni e la ricostruzione dei monconi

Ottimizzato per la ricostruzione del moncone, con o senza perno.

Predicta® Bioactive Core è un materiale bioattivo, rilascia componenti minerali (calcio, fosfato e fluoruro) che stimolano la formazione di uno strato protettivo di apatite minerale.

- ▶ La profondità illimitata di indurimento assicura la polimerizzazione delle parti più profonde del restauro
- ▶ Contiene biossido di zirconio che conferisce proprietà di taglio ottimizzate e previene la formazione di infossamenti o solchi del materiale durante le preparazioni
- ▶ Disponibile nella formulazione densa (stackable) e nella variante a bassa viscosità (flowable)
- ▶ Elevata resistenza alla flessione
- ▶ Altamente radiopaco

I materiali bioattivi rafforzano l'adesione dente-restauro, riducono l'ipersensibilità gengivale, prevegono le carie secondarie, e promuovono la sigillatura dei margini contro le microinfiltrazioni.



ART. DESCRIZIONE

S600	Flowable - Colore bianco	Predicta® Bioactive Core Build-Up Kits Include 1 siringa da 5 ml, 10 puntali 17-gauge, 10 puntali 19-gauge
S601	Flowable - Colore naturale	
S605	Stackable - Colore bianco	
S606	Stackable - Colore naturale	

Accessori & ricambi

S621	Puntali 17-Gauge, ricambio (30 pezzi)
S622	Puntali 19-Gauge, ricambio (30 pezzi)




Composito duale per restauri




Per la ricostruzione di cavità di qualsiasi dimensione, fino alla superficie occlusale, senza bisogno di ulteriori stratificazioni. Ideale per restauri posteriori.

Predicta® Bioactive Bulk è un materiale bioattivo, rilascia ioni di calcio e fosfato e rilascia e ricarica ioni di fluoruro per stimolare la formazione di apatite minerale e la remineralizzazione dell'interfaccia materiale-superficie dentale.

- ▶ Profondità di polimerizzazione illimitata senza bisogno di stratificazioni
- ▶ Fluorescente per un effetto naturale
- ▶ Disponibile in diverse tonalità e viscosità
- ▶ Altamente radiopaco
- ▶ Ricostruzioni longeve resistenti alle forze occlusali
- ▶ Alta lucidabilità
- ▶ Nanoibrido



Formazione di apatite minerale



Analisi SEM della superficie di Predicta™ dopo 28 giorni in fluido corporeo simulato (SBF). A sinistra: Predicta Control, senza SBF. Al centro: Predicta, 7 giorni in SBF. A destra: Predicta, 28 giorni in SBF. Immagine per gentile concessione dell'Università di Uppsala, Svezia.

ART. DESCRIZIONE

S615	Viscosità regolare, colore A1/B1	Predicta® Bioactive Bulk-Fill Kits Include 1 siringa da 5 ml e 20 puntali 17
S616	Viscosità regolare, colore A2/B2	
S610	Bassa viscosità, colore A1/B1	
S611	Bassa viscosità, colore A2/B2	

Accessori & ricambi

S621	Puntali 17-Gauge, ricambio (30 pezzi)
S622	Puntali 17-Gauge, ricambio (30 pezzi)



Predicta® desensitizer

BIOACTIVE



Sollievo rapido ed efficace dall'ipersensibilità dentinale

Desensibilizzante altamente biocompatibile e al tempo stesso bioattivo grazie alla formulazione chimica di nuova generazione. Rilascia ioni calcio e fosfato nel sito di trattamento, stimolando la rapida formazione di cristalli di idrossiapatite nelle microfessure dello smalto dentale, sulla superficie della dentina trattata e nei tubuli dentinali.


Materiale ipoallergenico privo di resine e sostanze potenzialmente irritanti quali acrilati e aldeidi.

Ideale nel trattamento della sensibilità associata a:

- ▶ dentina esposta
- ▶ sbiancamento dentale
- ▶ scaling o levigatura radicolare
- ▶ recessione gengivale

In gel pronto all'uso

Gel in siringa che non richiede alcuna miscelazione. È sufficiente applicarlo con l'aiuto di un microbrush dopo aver rimosso tartaro e placca dal sito di trattamento, attendere qualche minuto, asciugare l'area con un rotolo di cotone o una garza e il gioco è fatto.



Confronto tra tubuli dentinali non trattati (a sinistra) e tubuli ricoperti da uno strato denso di Predicta® Bioactive Desensitizer (a destra). Immagini per gentile concessione della University of Washington School of Dentistry.



Scansire il codice per guardare il video



ART. DESCRIZIONE

S626	Kit 3 siringhe Predicta® Desensitizer, 3 siringhe da 3ml, 30 puntali, 50 microbrush, 1 pozzetto	Predicta® Bioactive Desensitizer Kits
S625	Three Syringe Kit Predicta® Desensitizer, 1 siringa da 3 ml, 10 puntali, 15 microbrush, 1 pozzetto	

Accessori & ricambi

S390	Puntaii (precurvati, gialli), ricambio (30 pzzi)
S391	Microbrush sottile (1.5mm), ricambio (100 pzzi)


Il parere degli esperti su Predicta® Bioactive



“Il nostro studio è sempre più soddisfatto di Predicta® Bulk. Credo che Parkell abbia creato un prodotto eccellente. Ci piace il fatto che sia a polimerizzazione duale e indurisca indipendentemente dallo spessore. Altri materiali bulk hanno una profondità di polimerizzazione limitata. La corrispondenza dei colori è sorprendentemente buona, non me l'aspettavo.”

Dr. Manouchehr Kiaei, Odontoiatra, Svezia

Scansiona il codice per una valutazione completa



“Il nostro obiettivo è sempre quello di semplificare la procedura e limitare l'uso di materiali. Predicta® Core risponde a queste esigenze e a quelle dei nostri pazienti, che desiderano restauri di alta qualità ma rapidi.”

Dr. Giuseppe Chiodera, Styleitaliano Honorary Member

Scansiona i codici per leggere la valutazione ed i casi clinici



“Predicta® Desensitizer è molto efficace, funziona molto bene bloccando immediatamente la sensibilità per diversi giorni e con una seconda applicazione riduce drasticamente la sensibilità a lungo termine.”

Prof. Consuelo Sanavia, Igienista Dentale, Italia



“Predicta® Desensitiser ci ha colpiti fin dal primo utilizzo. Le caratteristiche che ci hanno entusiasmato sono state la compatibilità con i sistemi adesivi, la formulazione in gel per una facile applicazione e il colore che lo rende ben visibile sulle superfici da trattare per un'applicazione precisa.”

Prof. Loris Prosper, e Dr. Tiziano Galizzi, Odontoiatri, Italia

Parkell Europe AB, Finvids väg 8, 194 47
Upplands Väsby, Svezia



"Utilizzo i compositi Predicta da 3 anni. Danno risultati prevedibili e mi piace utilizzare materiali che non solo restaurano, ma promuovono attivamente la salute dei denti nel lungo periodo. La polimerizzazione duale mi dà la certezza che il materiale indurrà indipendentemente dallo spessore della preparazione.

Jure Pogljajen, DDS, Slovenia

Scansiona il codice per visionare il webinar



In un recente episodio di Inside Dentistry's Product Talk, il **Dr. Olitsky**, odontoiatra, USA, condivide la sua esperienza con Predicta® Bioactive Bulk e parla della facilità d'uso, dell'estetica e dei vantaggi della bioattività.



Scansiona il codice per guardare il video



Ascolta la Dott.ssa **Sherri Lukes**, igienista dentale, USA, parlare dei molteplici vantaggi dell'uso del Desensibilizzante Bioattivo Predicta® sia per il paziente che per il medico.



Scansiona il codice per guardare il video



Leggi l'articolo sul *Dental Product Shopper* in cui il **Dr. Cavanaugh**, USA, odontoiatra racconta che dopo un anno di utilizzo del Predicta® Bioactive Core ha ottenuto "solo successi" con il prodotto.

Scansiona il codice per guardare il video



"La facilità con cui posso trattare l'ipersensibilità dei miei pazienti utilizzando Predicta® Desensitizer mi ha sorpreso positivamente. Il gel è incredibilmente semplice da usare e molto delicato per il paziente. Dà un sollievo immediato che dura a lungo. Anche gli igienisti dentali del nostro studio lo usano volentieri sui loro pazienti."

Dr. Sjobbe Besseling, Odontoiatra, Paesi Bassi

Scansiona il codice per guardare il video



Per saperne di più visitare parkell.com o contattare pmattiucci@parkell.com 📞 +46 708 593481