



parkell®

Produktkatalog 2026



Where innovation meets legacy in dentistry.

DIGITEST[®] 3

Pulpa-Vitalitätstester

Mehr erfahren



Wenn Perkussion, Kälte, Wärme und Röntgen nicht ausreichen, ist Digitest[®] 3 das diagnostische Instrument der Wahl. Der Vergleich der Reaktion eines verdächtigen Zahns mit der eines gesunden Zahns auf denselben Stimulus hilft, die Schmerzquelle präzise zu bestimmen.

HAUPTMERKMALE

- ✓ Präzise Bestimmung der Pulpavitalität, auch bei Kronen oder umfangreichen Restaurationen.
- ✓ Testen und Fortschrittsüberwachung bei Zähnen mit Zahntrauma.
- ✓ Objektive Bestimmung der Schmerzursache.



Enthält 4
autoklavierbare Sonden



Bedienung mit nur
einer Taste



Mehrere Einstellungen
verfügbar



Digitest 3 ist ein äußerst benutzerfreundliches Instrument, das sich sowohl für die Diagnose als auch für das Monitoring eignet. Im Vergleich zu anderen Tests ist Digitest 3 für den Patienten weniger unangenehm, da sich die Stimulationsintensität regulieren lässt.



— **Dr. Giuseppe Chiodera, DDS, Italien**
StyleItaliano Ehrenmitglied



SKU

PRODUKTBESCHREIBUNG

SKU	PRODUKTBESCHREIBUNG
D655	Digitest[®] 3 Pulpa-Vitalitätstester (4) autoklavierbare Sonden; 1 Standard lang, 1 Standard kurz, 1 labial, 1 lingual, (1) Erdungsklemme, (1) Kabel, (1) 9V Batterie
D636	Präzisionssonden-Set (2) Sonden; eine labial, eine lingual
D625	Standard Metallsonden-Set (2) Sonden; eine kurz, eine lang
D631GC	Erdungsklemme & Kabel für Pulpatest (2) Klemmen, (1) Kabel

Dryz[®] blu

Hämostatische Gingivaretraktionspaste



Kostenlose
Muster
erhalten



Dryz[®] Blu kontrolliert Blutungen und Sulkusflüssigkeit während der Abformung, subgingivalen Restaurationen, Kronenplatzierung und Kofferdam-Anwendung.

HAUPTMERKMALE

- ✓ 23 % Aluminiumchlorid.
- ✓ Gut sichtbare aqua-blaue Farbe.
- ✓ Cremige Konsistenz, gute Adaptation und leicht zu entfernen.
- ✓ Erhältlich in Spritzen und Einzeldosis-Kapseln.



Dr. Simona Giani, DDS, Italien

“ Dryz Blu ist die bevorzugte Retraktionspaste in meiner Praxis. Nach dem Test vieler Produkte kann ich sagen, dass sie die beste ist. Die cremige Konsistenz erleichtert die Applikation und vor allem das Ausspülen.”

— Dr. Milad George DDS, MDS, Schweden



SKU	PRODUKTBESCHREIBUNG
SS187	Dryz [®] Blu Unit-Dose-Kapsel Kit (30) Kapseln (0,24 g/Kapsel)
SS190	Dryz [®] Blu Spritzen Kit (7) 0,5 ml Spritzen, (15) Applikationsspitzen
S191	Dryz [®] Blu Vorteilspack 25 (25) 0,5 ml Spritzen, (55) Applikationsspitzen

ZUBEHÖR & NACHFÜLLUNGEN	
S181	Dryz [®] Spritzen Luer-Lock Applikationsspitzen (40)

Predicta® desensitizer

BIOACTIVE

Desensibilisierungsgel


Mehr erfahren




Predicta® Bioactive Desensitizer nutzt die natürlichen Bestandteile des Zahns — Kalzium und Phosphat — und führt sie dem Zahn in Form von Hydroxylapatit wieder zu. Nach dem Auftragen beginnen sich sofort Hydroxylapatit-Plugs in den Dentintubuli zu bilden.

WICHTIGE EIGENSCHAFTEN

- ✓ Gel in der Spritze — kein Anmischen erforderlich.
- ✓ Hoch biokompatibel, frei von Methacrylaten und reizenden Inhaltsstoffen.
- ✓ Behandelt Dentinhypersensitivität infolge freiliegender Wurzeloberflächen nach Parodontalchirurgie, Bleaching, Scaling, Root Planing oder Gingivarezession.
- ✓ Behandlung von präpariertem Dentin für Füllungen und/oder prothetische Versorgungen.



Unbehandelte Dentintubuli (links) und mit Predicta® Bioactive Desensitizer behandelte Tubuli (rechts). Bild: University of Washington School of Dentistry



SEM-Querschnittsaufnahmen. Dentintubuli und laterale Seitenkanäle (Pfeil) sind auf der behandelten Seite zuverlässig verschlossen. (Bild: University of Washington School of Dentistry)

“ Predicta Desensitizer ist äußerst effektiv. Bereits nach der ersten Anwendung wird die Überempfindlichkeit sofort für mehrere Tage reduziert. Nach einer zweiten Anwendung nimmt die Sensitivität langfristig deutlich ab.”

— Dr. Consuelo Sanavia, Dentalhygienikerin, Italien



SKU

PRODUKTBESCHREIBUNG

SKU	PRODUKTBESCHREIBUNG
S626	Einzel-Spritzen-Kit (1) 3-ml-Spritze, (10) Applikationsspitzen, (15) Applikationsbürsten, (1) Anmischblock
S625	Drei-Spritzen-Kit (3) 3-ml-Spritzen, (30) Applikationsspitzen, (50) Applikationsbürsten, (1) Anmischblock

ZUBEHÖR & NACHFÜLLPACKUNGEN

S390	Dosierspitzen Refill (vorgebogen/gelb) (30 Stück)
S391	Fine Mikroapplikatoren 1,5 mm Refill (100 Stück)

Predicta[®] bulk

BIOACTIVE

Universelles dualhärtendes Komposit




Mehr erfahren



Ein dualhärtendes Komposit zur Füllung von Kavitäten jeder Größe bis zur Okklusalfäche ohne zusätzliche Schichttechnik. Ideal für Seitenzahnrestaurationen und als Amalgamersatz.

HAUPTMERKMALE

- ✓ Dualhärtung für unbegrenzte Aushärtungstiefe.
- ✓ Fluoreszenz für natürlichere Ästhetik.
- ✓ Nanohybrid für optimale Polierbarkeit, Festigkeit und Langlebigkeit.
- ✓ Freisetzung von Kalzium- und Phosphationen sowie Fluorid.



Dr. Jure Poglajen, DDS,
Slowenien

“ Die Farbadaptation dieses Komposits hat mich überrascht. Mit nur der Farbe A2/B2 konnte ich nahezu alle Zahnfarben abdecken.”

— Dr. Manouchehr Kiaei, DDS, Schweden



SKU	PRODUKTBESCHREIBUNG
S615	Bulk-Fill A1/B1 , inkl. (1) 5 ml Spritze und (20) 17G Mischkanülen
S616	Bulk-Fill A2/B2 , inkl. (1) 5 ml Spritze und (20) 17G Mischkanülen
S610	Bulk-Fill A1/B1 , inkl. (1) 5 ml Spritze und (20) 17G Mischkanülen
S611	Bulk-Fill A2/B2 , inkl. (1) 5 ml Spritze und (20) 17G Mischkanülen

ZUBEHÖR & NACHFÜLLUNGEN	
S621	17G Applikationsspitzen (30)
S622	19G Applikationsspitzen (30)

AccuFilm®

Artikulationsfolien



Mehr erfahren



Artikulationsfolien zur präzisen Okklusionsmarkierung mit einem ultradünnen Profil von nur 19 Mikron. Patienten spüren beim Zubeißen keine wahrnehmbare Materialstärke zwischen den Zähnen, was hochpräzise Okklusionskontrollen ermöglicht.

HAUPTMERKMALE

- ✓ Ultradünne 19-mikron-artikulationsfolie für maximale sensitivität.
- ✓ Hochpräzise okklusionserkennung für klinische genauigkeit.
- ✓ Bewährte dentale markierungsfolie ohne fehlanzeigen.



“








AccuFilm ist eines der dünnsten Artikulationsmaterialien, die ich verwendet habe. Es ist reißfest, dehnbar ohne zu brechen und liefert jedes Mal präzise, konsistente Markierungen.”

— Dr. Millaray Santana Lindblom, DDS, Schweden



SKU

PRODUKTBESCHREIBUNG

SKU	PRODUKTBESCHREIBUNG
 S014	AccuFilm® Markierungsfolie einseitig Schwarz ; (1) Dose mit 280 vorgeschrittenen Streifen
 S015	AccuFilm® Markierungsfolie einseitig Rot ; (1) Dose mit 280 vorgeschrittenen Streifen
 S017	AccuFilm® Markierungsfolie doppelseitig Rot/Schwarz ; (1) Dose mit 280 vorgeschrittenen Streifen
 S018	AccuFilm® Markierungsfolie doppelseitig Schwarz/ Schwarz ; (1) Dose mit 280 vorgeschrittenen Streifen
 S021	AccuFilm® Markierungsfolie doppelseitig Rot/Rot ; (1) Dose mit 280 vorgeschrittenen Streifen
 S053	AccuFilm® Markierungsfolie Booklet doppelseitig Rot/Schwarz ; (5) Booklets (50 Blätter/Booklet, 250 Blätter gesamt)
 S054	AccuFilm® FastCheck Artikulationsfolie doppelseitig Blau/Blau ; (100 Streifen)

Blu-Mousse®

VPS Bissregistriermaterial




Mehr erfahren



Blu-Mousse® ist ein bewährtes VPS-Bissregistriermaterial, das seit über zwei Jahrzehnten zuverlässige Ergebnisse liefert. Eingeführt im Jahr 1987, ist es nach wie vor die bevorzugte Wahl für Zahnärzte, die präzise interokklusale Registrierungen mit minimalem Nachbearbeitungsaufwand im Labor benötigen.

HAUPTMERKMALE


- ✔ Bleibt während der Applikation stabil auf der Okklusalfäche.
- ✔ Optimale Konsistenz ermöglicht ein natürliches Zubeißen ohne Widerstand bei gleichzeitig hoher Detailgenauigkeit.
- ✔ Härtet zu einer gipsähnlichen Endkonsistenz mit einer Härte von 90 Shore aus für präzise Artikulation.
- ✔ Abbindezeiten: 30 Sekunden | 60 Sekunden | 2 Minuten



“

Ich verwende Blu-Mousse von Parkell seit über 20 Jahren. Präzision ist der Schlüssel in der Zahnmedizin – und Blu-Mousse liefert äußerst präzise Ergebnisse.”

— Dr. Glenn Goodhart, DDS, USA




SKU	BESCHREIBUNG	ABBINDEZEIT	DUFT
S457S	Blu-Mousse® Super-Fast	30 Sek.	Unparfümiert
S448S	Blu-Mousse® Super-Fast	30 Sek.	Pfefferminze
S440S	Blu-Mousse® 60	60 Sek.	Unparfümiert
S438S	Blu-Mousse® Classic	2 Min.	Unparfümiert
S437S	Blu-Mousse® Classic	2 Min.	Pfefferminze

ZUBEHÖR & NACHFÜLLUNGEN

S445	50 ml Split-Cartridge Mixing Tip Refill - Pink Base (30)
------	--

MACH[®]

Die Silicone




Mehr erfahren



Mach[®] Die-Silicone und Blu-Mousse[®] die schnelle und präzise Herstellung von Modellen für Prothetik, Tiefziehschienen für Bleaching oder Fluoridbehandlungen, Mundschutz und kieferorthopädische Schienen.

HAUPTMERKMALE

- ✓ Ultrakurzer Workflow: fertiges Arbeitsmodell in wenigen Minuten (Abbindezeit ≈ 2 Minuten).
- ✓ Hervorragende Detailwiedergabe: hochfließfähiges Mach-Silikon übertrifft Gips.
- ✓ Hohe Festigkeit und Langlebigkeit: >90 Shore für stabile, präzise Modelle.
- ✓ Sauber und effizient: Automix-System, leichtes Trimmen, kein Staub oder Fräsen erforderlich.



“

Mit Mach Die Silicone und Blu Mousse kann ich präzise Bleachingschienen direkt am Behandlungsstuhl in wenigen Minuten herstellen – ohne Labor und ohne Verzögerung. Schnell, präzise und ideal für Same-Day-Behandlungen.“




— Dr. Laurence Berenholc-Bury, DDS, Frankreich



SKU	PRODUKTBESCHREIBUNG
S433S	Mach[®] Die-Silicone Enthält (2) 50 ml Automix-Kartuschen (100 ml gesamt), (10) gelbe Mischkanülen und (10) dunkelgraue intraorale Spitzen
ZUBEHÖR & NACHFÜLLUNGEN	
S302	50 ml Mischkanülen Nachfüllpackung - Gelb (30)
S308	Intraorale Spitzen Nachfüllpackung - Dunkelgrau (50)



Parkell Europe AB, Finvids väg 8, 194 27 Upplands Väsby, Schweden
infoeurope@parkell.com,  +46 708 593 481 Webseite: parkell.eu